



## PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA



**Produkts:** CEDERROTH APDEGUMA ŽELEJA

**Preces artikuls:** 2899 901 901



### 1. Vispārējs apraksts

Izsmidzināms aerosols, kas satur sterilu želeju pirmās palīdzības apdeguma mazināšanai. Gēls ātri atdziest un nomierina apdegumu, novērš turpmāku audu bojājumu un piedāvā ātru un nepārtrauktu sāpju mazināšanu. Želeju var viegli izsmidzināt no pudeles, nospiežot sprauslu. Cederroth apdeguma želejas aerosols ir piemērots Cederroth pirmās palīdzības stacijām.

### 2. Pielietojums

Cederroth apdeguma želejas aerosols paredzētais lietojums ir pirmā un otrā līmeņa nelielu apdegumu sāpju mazināšanai, moskītu kodumi un saules apdegumi.

### 3. Tehniskais apraksts

#### *Produkta izmēri:*

##### Pudele

Augstums (mm): 115  
Diametrs (mm) 37  
Tilpums/ pudele(mL) 50

##### Trauks ar izsmidzinātāju

l x w x h (cm): 114 x 76 x 114

#### *Sastāvdaļas / materiāli*

Želeja Melaleuca eļļa 1% (koka tējaseļļa), > 90% ūdens bāzes želeja  
Pudele Polipropilēna  
Pudeļu iepakojums Kartons

### 4. Sterilizācija

Sterilizācijas metode: minimālā deva 25 kGy

### 5. Sastāvs

#### *Klientu iepakojums*

<u>Ref#</u>	<u>Produkts/Material</u>	<u>Pcs</u>
901901	Cederroth apdeguma želejas aerosols	6

#### *Transportēšanas iepakojums*

Transportēšanas iepakojums: 8

Izmēri (l x w x h) mm: 340 x 125 x 143  
Svars (kg): 35



## PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA



### 6. Markējums

#### *Produkta aprakstā ietilpst*

Ražotāja adrese, Cederroth  
adrese, tālruna un faksa numurs,  
e-pasts un tīmekļa adrese.  
Produkta nosaukums, atsaucis kods  
Partijas numurs, derīguma termiņš, EAN kods  
Lietošanas instrukcija, ieskaitot  
brīdinājuma teksts.  
Simboli: NB #, STERILE R,  
NEIZMANTOJĒT, JA IEPAKOJUMS IR  
BOJĀTS  
LOT,  
TEMPERATŪRAS IEROBEŽOJUMS

#### *Transporta iepakojums*

Ražošanas adrese, Cederroth adrese,  
tālruna un faksa numurs, tīmekļa adrese  
Produkta nosaukums, atsaucis kods  
Partijas numurs, derīguma termiņš, EAN kods  
Daudzums  
Simboli: NB #, LOT, USE BY

### 7. Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāšanas temperatūra      +5°C (41°F) un +30°C (86°F).

Uzglabāšanas laiks:              4 gadi pēc ražošanas datuma

### 8. Piederumi

Šīm izstrādājuma lietošanai nav nepieciešami piederumi.

### Tirgotājs:

**Wurth SIA, Lubānas iela 143, Rīga, LV1021, Tālrunis: +371 67788996**